

AED使用の手順

AEDは、音声メッセージと点滅するランプで実施すべきことを指示してくれますので、それに従ってください。安全に使用するためには以下の手順で行います。AEDを使用する場合も、AEDによる心電図解析や電気ショックなど、やむをえない場合を除いて、心肺蘇生をできるだけ絶え間なく続けることが大切です。

1. AEDを持って来る

傷病者に反応がないことがわかったら、誰かにAEDを持って来るように依頼するか、他に誰もいない場合には、AEDが近くにあることがわかっていれば 救助者自身が自分でAEDを取りに行きます。緊急事態に備えて、自分の職場や通勤途上のどこにAEDがあるかを普段から把握しておきましょう。

AEDは人の目につきやすい場所に置かれています。図に示すように、AEDのマークが目立つように貼られた専用のボックスの中に置かれています。

AEDを取り出すためにボックスを開けると、警告ブザーが鳴ります。ブザーは鳴りっぱなしにしたままでよいので、AEDをボックスから取り出したら、すぐに傷病者の元に戻ってください。



図 AEDは目につきやすい場所に置かれています