

AED使用の手順

6. 電気ショックと心肺蘇生の再開

(1) 電気ショックの指示が出たら

AEDは心電図を自動的に解析し、電気ショックが必要である場合には、「ショックが必要です」などの音声メッセージとともに自動的に充電を開始します。周囲の人に傷病者の体に触れないよう声をかけ、誰も触れていないことをもう一度確認します。

充電が完了すると、連続音やショックボタンの点滅とともに電気ショックを行うように音声メッセージが流れます(図)。これに従ってショックボタンを押し電気ショックを行います。このときAEDから傷病者に強い電気が流れ、傷病者の体が一瞬ビクッと突っ張ります。

電気ショックのあとは、すぐに胸骨圧迫を行い心肺蘇生を再開します。「ただちに胸骨圧迫を開始してください」などの音声メッセージが流れますので、これに従ってください。



図 ショックボタンを押す

(2) ショック不要の指示が出たら

AEDの音声メッセージが「ショックは不要です」などであった場合は、その後続く音声メッセージに従って、ただちに胸骨圧迫を行い心肺蘇生を再開します。